



GESTION DES MÉDICAMENTS ET ORGANIZATION


CAPSAHEALTHCARE

 CANADA

Chariots de médicaments
Chariots d'urgence et médicaux
Armoires de distribution automatisée
Informatique et Télésanté/Saines Virtuelles
Gestion des stocks

C'est Capsa Healthcare

Un chef de file du marché depuis plus de 60 ans grâce à sa conception novatrice de produits et son engagement envers le soutien à la clientèle.

Table des matières

Chariots de médicaments Avalo Series	4
Chariots de médicaments Série M	10
Chariots de médicaments Vintage Encore	15
Chariots spécialisés	19
NexsysADC ^{mc} Technologie de distribution automatisée	20
Chariots médicaux et d'urgence Avalo Series	24
Informatique et Télésanté/Saines Virtuelles	26
Gestion des stocks Kirby Lester	30
Service, garantie et soutien	32



Rangement organisé. Productivité accrue.
Technologie inventive. Capsa Healthcare
fournit les bons produits de gestion des
médicaments pour vous aider à offrir ce
qui se fait de mieux en matière de soins à
domicile, de soins infirmiers spécialisés et
d'établissements de soins de longue durée.

La gamme de produits la plus complète de l'industrie
est ici : Chariots et armoires de médicaments, postes
de travail informatiques, chariots médicaux, systèmes
perfectionnés de gestion des médicaments et solutions
d'inventaire. Capsa offre exactement ce dont votre
établissement a besoin!

Plus de
99 %

*Plus de 99 % des produits
Capsa sont livrés à temps aux
établissements de nos clients.*

*Plus de 99 % des produits Capsa
passent avec succès notre
rigoureux processus de CQ en
55-points dès la première fois.*



Un aperçu de Capsa Healthcare

- Capsa Healthcare a son siège social à Columbus, Ohio États-Unis avec des succursales de vente et usines supplémentaires au Canada, à Portland Oregon, et Waalwijk, aux Pays-Bas.
- Produits implantés dans plus de 70 pays et des milliers d'établissements de soins de santé dans le monde.
- Notre gamme complète de produits assure l'exactitude de l'administration des médicaments et le contrôle de la pharmacie jusqu'au patient et améliore grandement l'efficacité du personnel infirmier.





AVALO^{MD} SERIES

CHARIOTS DE MÉDICAMENTS

Chariots de médicaments

Les chariots de médicaments Avalo Series excellent dans des domaines qui font la différence pour le personnel infirmier, par exemple en offrant une utilisation et un accès faciles, une vaste gamme de configurations de tiroirs, une énorme capacité et un mouvement fluide des tiroirs. Pour la pharmacie, Avalo obtient constamment des cotes d'évaluation élevées des utilisateurs, produit des systèmes de verrouillage éprouvés et offre la possibilité de remettre en état les panneaux pour une valeur durable.

La différence Avalo

- Conception modulaire pour un remplacement de composants et une remise à neuf simplifiés.
- Convient à pratiquement tous les systèmes d'administration de médicaments, y compris les chariots de distribution de médicaments, l'emballage automatique, les boîtes de dose unitaire.
- Les panneaux à haute densité préviennent le bosselage ou la corrosion.
- Offert en type neutre ou en mélange de bois de type ameublement.
- Sélection complète d'accessoires et de systèmes de verrouillage.
- Maximise l'espace de travail avec plusieurs options de montage informatique pour le DME/DSE.

Les chariots de médicaments Avalo sont durables et offrent une valeur supérieure.



Chariot d'emballage automatisé UDL
présenté avec des accessoires en option



Chariot d'emballage automatisé Spoolstor
présenté avec des accessoires en option

Modèles de distribution de médicaments

Modèle PCM

39,6 po (h) 24 po (p) 31,5 po (l)



Modèle PCL

39,6 po (h) 24 po (p) 38 po (l)



Modèle PCXL

39,6 po (h) 24 po (p) 48,5 po (l)



Capacité de 150 bacs (capacité maximale de 300).



Capacité de 200 bacs (capacité maximale de 400).



Capacité de 250 bacs (capacité maximale de 500)

Modèles Woodblend

Avalo Woodblend ajoute une touche esthétique tout en gérant efficacement presque tous les systèmes d'emballage de médicaments.



Informez-vous auprès de votre représentant Capsa au sujet des formats optimaux de chariot de médicaments et de systèmes d'organisation. Plusieurs options sont disponibles, y compris les séparateurs de bac, les couvercles, les porte-étiquettes et d'autres tailles de chariot et de tiroirs.

PCS (gauche) présenté en couleur frêne des montagnes et UDL présenté en couleur cerisier du nord.

Modèles d'emballage automatique

Modèle UDS

39,6 po (h) 24 po (p) 31,5 po (l)



Modèle UDL

39,6 po (h) 24 po (p) 38 po (l)



Modèle UDXL

39,6 po (h) 24 po (p) 48,5 po (l)



* La hauteur va du plancher jusqu'à la surface de travail. Poignée unique incluse. Les tiroirs mesurent 4 po (p) et 11 po (p). Convient à la plupart des méthodes de distribution de médicaments.

Consultez votre représentant Capsa pour déterminer la taille optimale du chariot. La taille du chariot est déterminée par la moyenne médicaments/résident, la durée du cycle du système de médicaments et le modèle de distribution (réapprovisionnement vs échange).

Modèles d'emballage automatique Spoolstor

Les chariots Avalo Spoolstor offrent un modèle d'emballage flexible dans des bacs simples ou modulaires avec séparateurs, couvercles transparents et espace pour les étiquettes.

Avalo Spoolstor S

39,6 po (h)* x 24 po (p) x 31 po (l)
Peut contenir jusqu'à 40 bacs
(10 par tiroir).



Avalo Spoolstor L

39,6 po (h)* x 24 po (p) x 38 po (l)
Peut contenir jusqu'à 56 bacs
(14 par tiroir).



* La hauteur va du plancher à la surface de travail. Poignée unique incluse. Les tiroirs mesurent 4 po (p) et 11 po (p). Présenté avec accessoires en option.

Modèle d'emballage dans des bacs simples ou modulaires, avec séparateurs et couvercles transparents et espace pour les étiquettes en option.

Options de sécurité

Choix en matière de système de verrouillage

Système de relocking automatique AutoLock^{MC}



Sécurise automatiquement un chariot de médicaments immobile non verrouillé grâce à un délai de relocking variant de 1 à 99 minutes défini par l'utilisateur. Le système permet également d'utiliser jusqu'à 5 000 codes utilisateur individuels.

Voir les mises à niveau disponibles ci-dessous.

Accès sans clé avec relocking manuel



Entrez simplement un code d'accès à quatre chiffres, appuyez sur le levier de verrouillage et le chariot est prêt à être utilisé. Pour sécuriser le chariot de médicaments, appuyez sur le levier de verrouillage. L'indication visuelle claire de l'état de verrouillage est apparente à distance.

Système d'accès à clé avec relocking manuel (standard)



Doté du système de verrouillage amovible Best^{MD}, ce système de verrouillage basique, mais éprouvé, vous offre la flexibilité de changer les clés du chariot de médicaments simplement et facilement. *De série sur les chariots Avalo.*

AutoLock^{MC} Mises à niveau

Accès à proximité



Un lecteur de carte de proximité avancé peut être sélectionné comme méthode d'accès de sécurité supplémentaire.

Suivi de la vérification



Les utilisateurs autorisés peuvent suivre les activités relatives au chariot, y compris l'accès des utilisateurs et les relockings pour plus de 2 000 événements.

AutoLock^{MC} sécurise automatiquement un chariot de médicaments immobile non verrouillé grâce à un délai de relocking défini par l'utilisateur.

Options et accessoires

* Inclus sur tous les chariots de médicaments Avalo.
Les modèles S et L comprennent également la surface coulissante. Le modèle XL comprend la roulette de suivi.

Pour des accessoires supplémentaires, consultez CapsaHealthcare.com.



Verrou central amovible*



Déchets avec couvercle*



Entreposage des narcotiques*



Roulette de frein de 5 po*



Poignée du chariot



Surface coulissante



Système flexible de tiroir



Contenant pour objets pointus



Film protecteur transparent



Séparateurs de tiroir



Entreposage en vrac



Bras et plateau pour ordinateur portable



Tiroir à narcotiques (XL seulement)



Étiquette d'identification du tiroir



Contenant à bacs



VersAbin^{MC}



Boîte à gants



Espace pour narcotiques double largeur



Roulette de suivi 5 po



Organisateur de coin

Accent de couleurs d'Avalo Series



Taupe



Bleu horizon



Saumon rouge



Jaune extrême



Lavande



Cantaloup



Lime pure

Finis en mélange de bois



Cerisier du nord



Cendré



SÉRIE M

CHARIOTS DE MÉDICAMENTS

Chariots de médicaments

La capacité et l'organisation maximales sont des caractéristiques distinctives des chariots de médicaments de la Série M de Capsa Healthcare. Les pharmacies apprécient les multiples options de verrouillage et la sécurité éprouvée, un retour rapide sur les investissements et une utilisation sans problème. Le personnel infirmier trouve que la Série M offre un accès facile aux médicaments et aux fournitures, qui sont faciles à déplacer et à ouvrir; avec de plus des tiroirs personnalisables à l'infini. Enfin, des styles élégants donnent une touche supplémentaire à la populaire Série M.

La différence de la Série M

- Convient à pratiquement tous les systèmes d'administration de médicaments, y compris les bacs de distribution, les emballages automatiques et les bacs multidoses.
- Poids léger, durabilité supérieure
- Tiroirs de 3 po, 6 po et 10 po
- Gamme complète d'accessoires
- Choix de systèmes de sécurité pour le verrouillage
- Maximise l'espace de travail avec plusieurs options de montage informatique pour le DME/DSE.

Les chariots de médicament Série M offrent une apparence attrayante et une très grande capacité.



Chariot M4-DP Dispill^{MD}
présenté avec des accessoires en option



Chariot d'emballage automatisé M3-AP
présenté avec des accessoires en option

Modèles d'emballage automatique

Modèle M3-AP (5 tiroirs) 37,6 po (h) 26,7 po (p) 29,4 po (l)
Modèle M3-AP (6 tiroirs) 41,9 po (h) 26,7 po (p) 29,4 po (l)
Modèle M4-AP (5 tiroirs) 37,6 po (h) 26,7 po (p) 36,1 po (l)
Modèle M4-AP (6 tiroirs) 41,9 po (h) 26,7 po (p) 36,1 po (p)



La hauteur va du plancher à la surface de travail. Poignée unique incluse. Les tiroirs mesurent 4,25 po (p) et 11 po (p). Convient à la plupart des méthodes de distribution de médicaments.

Consultez votre représentant Capsa pour déterminer la taille optimale du chariot. La taille du chariot est déterminée par la moyenne médicaments/résident, la durée du cycle du système de médicaments et le modèle de distribution (réapprovisionnement vs échange).

Options de configuration du tiroir d'emballage automatisé

Tiroirs M4 en présentation. Renseignez-vous sur les couvercles et séparateurs de bac Stor-Flex^{MC}, les porte-étiquettes et les tailles de bac de rechange.

Système Stance-Flex^{MC}



Système flexible de tiroir



Système de séparateur fixe



La Série M convient pratiquement à tous les systèmes populaires d'emballage conformes, comme Parata^{MD}/TCGRx^{MD}, Omnicell^{MD}, Dispill^{MD}, SynMed^{MD} et Opus^{MD}.

Renseignez-vous sur les séparateurs de bac facultatifs, les couvercles, les porte-étiquettes et les autres tailles de bac, en plus de la façon dont Série M convient à votre système d'emballage automatisé préféré.



Système d'accès à clé avec reverrouillage manuel (standard)

Doté du système de verrouillage amovible Best^{MD}, ce système de verrouillage basique, mais éprouvé, vous offre la flexibilité de changer les clés du chariot de médicaments simplement et facilement. *De série sur les chariots Série M et Vintage.*



EMS - Système de gestion des entrées

Le système de pointe EMS^{MC} offre une sécurité inégalée avec un système de verrouillage éprouvé conçu spécifiquement pour les chariots de soins de santé. Cette mise à niveau technologique fait en sorte que le système de verrouillage des séries M et Vintage constitue la sécurité pour chariot la plus avancée offerte dans les soins de longue durée.

- Accès sans clé avec verrouillage automatique
- Permet jusqu'à 250 utilisateurs et superviseurs uniques et système programmable avec le clavier ou un ordinateur
- Le logiciel LockView^{MC} offert en option fournit à la plate-forme une sécurité secondaire au moyen de cartes de proximité et permet de vérifier et de gérer le système EMS au moyen d'un ordinateur.

Options de touche de couleurs



Platine



Bleu-gris



Sarcelle



Canneberge



Bleu reflet

Options et accessoires

* Inclus sur tous les chariots de médicament Série M.

Les modèles M3 et M4 comprennent également la surface coulissante, Poubelle avec couvercle. Les modèles M5 et M6 comprennent la roulette de suivi, la poubelle avec couvercle.

Pour des accessoires supplémentaires, consultez CapsaHealthcare.com.



Poignée du chariot*



Pare-chocs à rail pour chaise*



Roulette de frein de 5 po*



Entreposage des narcotiques 10 po*



Verrou central amovible*



Poubelle avec couvercle



Surface coulissante



Broyeur de pilules



Système de séparateur externe de tiroir



Système flexible de tiroir



Espace pour narcotiques double largeur



Plateau de rangement



Organisateur de coin



Collecteur pour objets pointus et tranchants



Système de séparateur Stor-Flex



Porte gants/mouchoirs



Bras et plateau pour ordinateur portable



Tiroir à narcotiques (M5 seulement)



Roulette de suivi 5 po



Armoire de liquide verrouillable



VINTAGE ENCORE^{MC}

CHARIOTS DE MÉDICAMENTS

Chariots de médicaments

Vintage Encore est la référence de l'industrie des soins aux personnes âgées pour les chariots de médicaments semblables à des meubles. Représentant une nouvelle avancée de la série classique Vintage de Capsa, les chariots Vintage Encore ont maintenant un look amélioré et des caractéristiques d'économie de travail. Vintage Encore est idéal pour les établissements de soins prolongés qui apprécient un décor moderne et les touches élégantes.

La différence Vintage Encore

- Convient à pratiquement tous les systèmes d'administration de médicaments, y compris les chariots de distribution de médicaments, l'emballage automatique, les boîtes de dose unitaire.
- Maximise l'espace de travail grâce à plusieurs options de montage informatique pour le DME/DSE.
- Surface de travail étendue sans rebond
- Poignées de tiroir élégantes en une seule pièce
- Tiroirs à fermeture fluide (3 po, 6 po, 10 po)
- Sélection complète d'accessoires et de systèmes de verrouillage
- Les roulettes haut de gamme simplifient le mouvement du chariot de 20%



VE3-AP chariot d'emballage automatisé
présenté en **Blanc cendré** avec accessoires en option



Chariot Dispill VE5-DP^{MD} présenté en **Cerisier de Boston** avec accessoires en option

Vintage Encore

Modèles d'emballage automatique

Modèle VE2-AP

40 po (h) 25 po (p) 22 po (l)



Présenté avec la finition
chêne Chatsworth

Modèle VE3-AP

40 po (h) x 25 po (p) x 28 po (l)



Présenté avec la finition
cerisier de Boston

Modèle VE4-AP

40 po (h) x 25 po (p) x 35 po (l)



Présenté avec la finition
blanc cendré

Modèle VE5-AP

40 po (h) x 25 po (p) x 45 po (l)



Présenté avec la finition
Noyer antique

La hauteur va du plancher à la surface de travail. Les tiroirs mesurent 4,25 po (p) et 11 po (p).
Convient à la plupart des méthodes de distribution de médicaments.

Consultez votre représentant Capsa pour déterminer la taille optimale du chariot. La taille du chariot est déterminée par la moyenne médicaments/résident, la durée du cycle du système de médicaments et le modèle de distribution (réapprovisionnement vs échange).

Options de configuration du tiroir d'emballage automatisé

Tiroirs VE4-AP en présentation. Renseignez-vous sur les couvercles et séparateurs de bac Stor-Flex^{MC}, les porte-étiquettes et les tailles de bac de rechange.

Système Stance-Flex^{MC}



Système flexible de tiroir



Système de séparateur fixe



Vintage Encore convient pratiquement à tous les systèmes populaires d'emballage conformes, comme Parata^{MD}/TCGRx^{MD}, Omnicell^{MD}, Dispill^{MD}, SynMed^{MD} et Opus^{MD}.

Renseignez-vous sur les séparateurs de bac, les couvercles, les porte-étiquettes et les autres tailles de bac en option en plus de la façon dont VE Series convient à votre système d'emballage automatisé préféré.

Options et accessoires

* Inclus sur tous les chariots de médicament Vintage Encore. Les modèles VE4x-PC, VE5 et VE6 comprennent également les roulettes de suivi.

Voir la page 13 pour les options de sécurité



Boîte narcotique 10 po*



Roulette de frein de 5 po*



Verrou central amovible*



Collecteur pour objets pointus et tranchants



Rangement latéral



Surface coulissante



Déchets avec couvercle



Bras et plateau pour ordinateur portable



Séparateurs de tiroir



Poignée du chariot



Boîtier pour risque biologique



Système flexible de tiroir



Roulette de suivi 5 po



Organisateur de coin



Base avec jupe (non mobile)



Tiroir à narcotiques (VE5 seulement)

Finitions offertes



Cerisier de Boston



Blanc cendré




Chêne Chatsworth



Noyer antique

Options de poignée



Nickel brossé



Noir satiné

Haut du chariot

Hauts de chariot durables qui résistent aux égratignures et aux taches



Chariots spécialisés

Chariots de médicaments multidoses

Trois modèles Capsa conviennent au populaire Dispill^{MD} et aux emballages multidoses similaires (convient également aux emballages remplis par SynMed^{MD}).

- Offert en trois largeurs
- Deux tiroirs de 11 po (h) 18,5 po (p) peuvent contenir 3 rangées de cartes Dispill, environ 25 à 30 cartes par rangée



Modèle M4-DP

39,5 po (h) 25,2 po (p) 34,7 po (l)



Modèle VE5-DP

40 po (h) 25 po (p) 45 po (l)



Modèle PCL

39,6 po (h) 24 po (d) 38 po (l)



Chariots de traitement

Une performance légère, une maniabilité simple et une organisation flexible des fournitures de traitement dans une variété de modèles de chariot pour répondre aux besoins de stockage de tous les établissements de soins.

- Grande capacité et organisation flexible des fournitures de traitement
- Vaste choix d'accessoires
- Zone de travail étendue



Avalo Series (3 hauteurs)

Standard 42,5 po (h) 24 po (p) 31 po (l)
 Intermédiaire 39,5 po (h) 24 po (p)
 31 po (l) Compact 36 po (h) 24 po (p)
 31 po (l)



Vintage Encore VE3-TC

40,1 po (h) 25,2 po (p)
 28 po (l)



Série M M3-TC

39.4"(h) 26.8"(d) 29.4"(w)



NEXSYSADC^{MC} AUTOMATISÉ TECHNOLOGIE DE DISTRIBUTION

Technologie pratique de distribution automatisée

NexsysADCTM est la technologie la plus simple et la plus sécuritaire pour gérer entièrement l'entreposage et la distribution des médicaments sur place (en particulier les médicaments narcotiques et contrôlés), les doses à administration immédiate et les fournitures. Grâce à NexsysADC, le niveau de sécurité dont vous avez besoin et auquel vous vous attendez ne représente qu'une fraction du prix des autres cabinets de distribution automatisés. La pharmacie bénéficie d'un retour sur investissement plus rapide sans compromettre la sûreté, la sécurité ou la flexibilité opérationnelle. Et l'établissement bénéficie de la nouvelle dose à administration immédiate ou de la 1re dose en main au moment exact où elle est nécessaire.

La différence NexsysADC

- **Sécurité des médicaments** : Solution novatrice pour gérer le réapprovisionnement et l'accès aux médicaments contrôlés et aux médicaments de grande valeur.
- **Retour sur investissement rapide sans compromis** : Votre représentant Capsa effectuera une analyse détaillée pour montrer comment NexsysADC peut être déployé dans plus d'installations pour un contrôle plus étendu et une plus grande satisfaction de la clientèle, comparativement aux autres systèmes ADC.
- **Livraison efficace de la dose à administration immédiate/trousse électronique** : élimine les méthodes manuelles comme la le « coffre à médicaments » couramment utilisées dans les établissements de soins prolongés. Ceci diminue considérablement les coûts associés aux administrations immédiates de médicaments et améliore l'exactitude de la vérification (la fin de la paperasse manquante).
- **Configurable pour chaque installation** : Offert dans un cabinet standard et une nouvelle unité de comptoir. Chaque NexsysADC est conçu sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques et à votre population de patients.
- **Réapprovisionnement et inventaire simplifiés** : NexsysADC identifie les médicaments qui doivent être réapprovisionnés. Le processus simplifier de réapprovisionnement permet de gagner du temps, de réduire la rotation des produits et d'empêcher et éviter la diversion.

↳ Lorsque plus de capacité est nécessaire, ajoutez une ou plusieurs cabinets auxiliaires (à droite) pour l'inventaire de centaines de produits. Fonctionne en réseau avec un ou plusieurs cabinet principal ou 4T.



NexsysADC s'adapte à votre formulaire et à votre budget, présenté en cabinet principal (à gauche) et en modèle de comptoir 4T. Sécurité et entreposage pour un environnement de soins de toute taille :

- Foyers de soins prolongés
- Hôpitaux pour soins critiques
- Centres de chirurgie
- Foyers de groupe
- Milieux de réadaptation et de psychiatrie
- Cliniques vétérinaires
- Chirurgie dentaire
- Hospice
- Formation par simulation



Accès guidé avec la technologie « CAM »

NexsysADC fonctionne grâce à l'accès guidé par de multiples niveaux d'écrans de direction et affichées à l'écran. Cela permet de s'assurer que le responsable identifie l'emplacement exact du médicament et choisit le bon médicament pour le bon patient. La technologie d'accès guidé permet également de veiller à ce que le réapprovisionnement et le contrôle des produits soient effectués avec précision.

Trois façons sécuritaires d'approvisionner et de suivre les contrôles et les fournitures de produits valeur



1 Médicaments contrôlés

Les médicaments contrôlés et de grande valeur sont protégés en toute sécurité dans les modules d'accès contrôlé (MAC). Chaque MAC de 3 po (7,5 cm) peut contenir jusqu'à 25 UGS plus petites, et les tiroirs MAC profonds de 6 po (15 cm) et de 10 po (25 cm) contiennent jusqu'à 12 produits de gros articles.



2 Médicaments standard et petits approvisionnements

Les médicaments et les fournitures chirurgicales sont gérés efficacement dans des bacs à matrice ouverte divisibles et verrouillés, avec une orientation du choix à la lumière.



3 Fournitures en vrac et trousse

Les fournitures en vrac, les trousse et les articles plus gros sont rangés de façon ordonnée dans des tiroirs d'approvisionnement configurables et verrouillés, avec un guide de sélection lumineux.

Configurations adaptables et évolutives

NexsysADC offre une plateforme entièrement configurable permettant une sécurité et une capacité de médicaments uniques pour n'importe quel espace, volume quotidien et budget. Consultez Capsa Healthcare au sujet de vos besoins précis.



NexsysADC est évolutif pour tous les établissements de soins qui manipulent des médicaments contrôlés. Le NexSysADC 4T de format de comptoir (à droite) peut contenir jusqu'à 150 différent produits et le cabinet principal peut contenir jusqu'à 400 différent produits.

Spécifications

Modèle de cabinet principal :

- Taille du cabinet 43 po (107 cm) (h) 24 po (60 cm) (p) 25 po (62,5 cm) (l)
- Moniteur à écran tactile de 22 po (55 cm)
- Capacité jusqu'à 400 différent produits (hautement configurable)

Modèle de comptoir 4T :

- Taille de l'armoire 17,7 po (44,5 cm) (h) 20,4 po (51 cm) (p) 23,5 po (59 cm) (l)
- Moniteur à écran tactile de 14 po (35 cm) (hauteur totale de l'unité : 26 po (65 cm))
- Capacité maximale de 150 différent produits (hautement configurable)

Configurations populaires


Demandez à votre représentant de Capsa de vous renseigner sur nos configurations courantes qui répondent aux besoins de la plupart des installations



Gestion des médicaments entre la pharmacie et l'établissement

Dans le nuage pour la continuité

NexsysADC est supporté par une solution robuste dans le nuage pour une gestion supérieure de l'information et un temps de disponibilité maximal. Où que vous soyez et en tout temps, le portail Web NexsysADC vous donne accès à toutes vos fonctions de gestion de système. Toutes les transactions de médicaments des patients et les fonctions administratives essentielles sont saisies, comme l'activité complète et le rapport des utilisateurs, la saisie des frais et la gestion des réapprovisionnements.



Interfacé avec votre système de pharmacie

NexsysADC interagit avec votre système de gestion de la pharmacie grâce à notre robuste moteur d'interface à 2 chemins Pulse (HL7). Chaque étape du processus est connectée :

- **Synchronisation du patient** pour une véritable validation du patient qui réduit les risques d'erreurs médicamenteuses.
- **Synchronisation d'ordonnance pour le patient** ne permet que la distribution de médicaments selon les ordonnances approuvées.
- **Synchronisation utilisation/facturation** met fin aux frais électronique vers le système de pharmacie, ce qui élimine la facturation manuelle et évite la perte de revenus.

Sécurité des données sans compromis


Notre technologie NexsysADC respecte les normes les plus strictes en matière de cybersécurité et est conforme à la loi HIPAA des États-Unis.



Implantation de NexsysADC

Capsa Healthcare rend la planification, l'installation et la formation de NexsysADC simple et rapide. Notre équipe de soutien se concentre sur les besoins uniques de chaque utilisateur, de la gestion à l'utilisateur final. Une fois installé, Capsa fournit un service d'assistance spécialisé NexsysADC pour les pharmacies et les établissements.

- Gestion de projet très détaillée
- Formation sur place pour la pharmacie
- Formation sur place pour l'établissement
- Soutien spécialisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7





AVALO^{MD} SERIES

CHARIOTS D'URGENCE ET MÉDICAUX

Chariots d'urgence et médicaux

Les chariots d'urgence de la série Avalo et les chariots médicaux mettent tout à portée de main. Les panneaux lisses et les tiroirs sans soudure permettent un nettoyage simple pour la prévention des infections.

La différence avec les chariots médicaux Avalo

- Grand choix d'accessoires et de systèmes d'organisation
- Livré entièrement assemblé, aucun outil requis
- Cadre en acier soudé avec panneaux à impact élevé
- Garantie limitée de 10 ans

Options de modèle



Standard
10-Élevé

Intermédiaire
9-Élevé

Compact
8-Élevé

Voir la page 8 pour les options de verrouillage
Chariots de traitement, p. 19



Intervention

Urgence

Isolement

Options et accessoires



Verrou détachable



Séparateurs de tiroir



Support à objets pointus
et gants



Support pour bouteille
d'oxygène



Tablette du défibrillateur



Passerelle d'accessoires



Bacs de rangement
en vrac



Organisateurs de
bacs inclinables



Surface coulissante



Déchets avec couvercle



Entreposage multicavité



Bloc de prise de courant AC



Contenant de stockage



Poteau pour intraveineuse



Planche de réanimation

Pour des accessoires supplémentaires, consultez CapsaHealthcare.com.



INFORMATIQUE MOBILE TÉLÉSANTÉ, SOINS VIRTUELS

Support d'ordinateurs portables et de tablettes

Informatique mobile pour les lieux de prestation des soins de santé

Tous les chariots de médicament et d'intervention Capsa peuvent être équipés pour l'informatique mobile. Nous offrons des systèmes de support pour ordinateurs portatifs, tablettes et ordinateurs tout-en-un, ainsi que de la quincaillerie pour le montage latéral ou arrière afin d'accommoder le système de DME/DSE. Le positionnement et l'ajustement de l'ordinateur permettent d'économiser de l'espace de travail sur le dessus.

Options pour ordinateur portable et tablette



Série AX Standard
Plateau pour ordinateur portable
Peut contenir un ordinateur portatif jusqu'à 15 po



Assemblage du plateau pour ordinateur portable, plastique, 13 x 13 po
Peut contenir un ordinateur portatif jusqu'à 15 po



Verrouillable

Assemblage du plateau de sécurité des ordinateurs portables, métal
Peut contenir un ordinateur portable de 9 à 16,5 po



Assemblage du plateau pour ordinateur portable, plastique, 13 x 17 po
Peut contenir un ordinateur portable jusqu'à 17 po



Verrouillable

Assemblage de la plaque d'ordinateur portable, métal, 11 x 10 po
Peut contenir un ordinateur portatif jusqu'à 15 po



Support pour tablette Grand, peut contenir une tablette de 13 à 16 po
Petit, peut contenir une tablette de 10 à 13,5 po

Bras chariot AX Series



Bras de la série AX et Montage arrière



Rallonge de liaison fixe AX Series

Chariots de documentation

Capsa Healthcare offre une vaste gamme de postes de travail informatiques mobiles. Les chariots de documentation sont complets, alimentés ou non, avec des possibilités de configuration supérieures pour convenir à presque n'importe quelle application. *Demandez à votre représentant Capsa d'autres postes de travail informatiques pour les lieux de prestation des soins de santé.*

La différence Capsa pour les lieux de prestation des soins de santé

- Idéal pour les dossiers médicaux informatisés et les documents cliniques dans la chambre des patients ou au poste du personnel infirmier.
- Entièrement réglable pour les interactions debout ou assise.
- Conception innovatrice, construction robuste



Chariots simples pour ordinateurs portables et postes de travail

- Non alimenté
- Léger
- Convient aux ordinateurs portables, aux moniteurs légers et aux tablettes
- Réglage vertical simple de la hauteur
- Tiroirs amovibles verrouillables ou non en option

Illustré : Chariots Slim (à gauche), Kidney Chariots de documentation, légères sans alimentation



Chariots pour ordinateurs portables et postes de travail avec alimentation

- Convient aux ordinateurs portables, tout-en-un et tablettes.
- Base compacte pour une meilleure maniabilité
- Réglage vertical simple de la hauteur
- Grande surface de travail
- Plusieurs accessoires, y compris lampe de travail, bacs de fournitures et tiroirs

Illustré : postes de travail informatiques mobiles Trio NP

Chariots de médicaments Tech-Ready

La conception du chariot configurable tech-ready de Capsa Healthcare permet de mobiliser facilement vos besoins informatiques. Grande capacité, construction durable et mobilité améliorée.

- Le clavier coulissant et le tiroir à souris intégrés remplacent le tiroir supérieur de 3 po de tout chariot de médicaments standard.
- Positionnement et ajustement flexibles de l'ordinateur pour sauver de l'espace de travail sur le dessus.
- La conception à plate-forme ouverte permet d'utiliser des appareils autonomes, y compris un ordinateur portable, une tablette et des ordinateurs tout-en-un.

Avalo^{MD} Series
avec bras AX et moniteur



Série M
avec bras AX et tout-en-un



Aussi disponible en Vintage Encore

Chariots de télésanté et solutions de soins virtuels

Convient à la plupart des tablettes, des iPads et des moniteurs

Maintenant, Capsa Healthcare offre la plus vaste gamme de solutions aux points de service qui aident votre personnel à faire ce qu'il fait le mieux : prodiguer des soins exceptionnels. Les **NOUVEAUX** chariots de soins virtuels et de télésanté Tryten de Capsa sont simples et minces. Les chariots Tryten soutiennent les soins virtuels, l'amélioration de l'expérience résidents/patients et l'interface à distance avec les médecins, les pharmacies et les membres de la famille.

Chariots de soins virtuels

Que vous soyez à quelques étages ou à l'autre bout du pays, les chariots de soins virtuels vous aident à amener le spécialiste auprès du résident. Les solutions Tryten prennent en charge une vaste gamme de dispositifs médicaux et de périphériques de télésanté, ce qui facilite l'évaluation, l'assistance et la supervision efficaces.



Applications

- Télésanté
- Conférence médicale virtuelle
- Observation des patients
- Soins infirmiers virtuels
- TéléAVC

Chariots d'expérience patient

Alors que vous mettez l'accent sur la prestation de soins améliorés, holistiques et axés sur le patient, les outils et la technologie dont vous avez besoin évoluent. Les chariots d'expérience des patients répondent à vos besoins.



Applications

- Interprétation vidéo à distance
- Contact avec la famille
- Divertissement
- Inscription des patients

Chariots pour dispositifs médicaux

De l'échographie à la télécardiologie, en passant par la surveillance des signes vitaux, et plus encore, nous vous aidons à stocker, à déplacer et à utiliser les dispositifs médicaux plus petits et plus puissants d'aujourd'hui.



Applications

- Surveillance des signes vitaux
- Échographie
- Endoscope
- Cardiologie



KIRBY LESTER GESTION DES STOCKS

Réfléchissez à la façon dont vous gérez votre dénombrement physique, en particulier les narcotiques. Le comptage manuel ou l'estimation des demi-bouteilles ou des bouteilles pleines met l'intégrité de votre inventaire à risque. Capsa Healthcare fournit l'automatisation Kirby Lester de la pharmacie pour un contrôle des stocks plus rigoureux.

La différence Kirby Lester

- Maintenir une précision absolue des stocks (les méthodes de comptage manuelles sont exactes à 95 %)
- 14,3 secondes plus rapide (moyenne) que le comptage manuel pour 90 unités
- Vitesse de comptage jusqu'à 15 par secondes

Applications multiples

- Logiciel d'inventaire perpétuel
- Dispositif d'emballage automatisé : cassette/ inventaire des compartiments
- Suivi des retours et des stocks de médicaments périmés
- Pharmacie au détail, pour le remplissage quotidien des ordonnances



Comptage simple de l'inventaire : KL1

14,6 po (h) 12,5 po (p) 5,6 po (l);
6,9 lb



Remplissage de pharmacie de détail avec l'appareil de vérification et de comptage: KL1Plus

14,6 po (h) 12,5 po (p) 8 po (l);
9,6 lb

Comptage simple de l'inventaire : KL1



Comptez presque tous les comprimés ou capsules avec exactitude et rapidité



Éliminer les erreurs et l'inefficacité du comptage manuel

Journal C-II et comptabilisation/vérification des ordonnances : KL1Plus



Pour les stocks de médicaments contrôlés de niveau supérieur



Tient un registre du remplissage des ordonnances et des stocks (visibles sur le portail des utilisateurs)

Produits supérieurs. Service supérieur.

Capsa Healthcare offre un programme de maintenance complet dont l'objectif est de résoudre vos problèmes rapidement afin que votre parc reste opérationnel et que vos cliniciens bénéficient d'une aide à tout moment.

- Soutien téléphonique direct d'expert offert pendant les heures normales d'ouverture
- Soutien technique d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Équipe nationale de techniciens de soutien sur place
- Soutien par courriel disponible à Parts.Support@CapsaHealthcare.com
- Service technique et de soutien sur place offerts

Communiquez avec votre représentant Capsa

pour des renseignements plus détaillés sur les programmes de garantie et de maintenance de Capsa.



Travailler en concert avec votre personnel de pharmacie et l'équipe de gestion de l'établissement est ce qui aide Capsa Healthcare à assurer la satisfaction de la clientèle à long terme.

Communiquez avec nous

Communiquez avec nous dès aujourd'hui pour en savoir plus ou pour planifier une démonstration personnalisée sur place.

800 437-6633

Au Canada : +1 800 437-6633

Courriel : Info@CapsaHealthcare.com

CapsaHealthcare.ca & CapsaHealthcare.com



Certifié ISO
27001:2013



Certifié ISO
9001:2015



Les spécifications, la disponibilité et les composants peuvent être modifiés sans préavis.