



# Verificación Simplificada de las Cuentas

## Kirby Lester KL1Plus

### Garantía contra los errores de llenado de Rx para todos los medicamentos, incluidos los narcóticos.

- El escaneo de códigos de barras proporciona la verificación de todos los medicamentos dispensados (tabletas, cápsulas y unidad de uso). El software KL1Plus avisa al técnico de una discrepancia.
- Las órdenes se verifican y se llenan en menos tiempo el tradicional conteo a mano; promedio de de 30 conteos Rx verificado, contado y se vertido en el vial del paciente en 10,6 segundos.
- Los pedidos cumplidos pueden recuperarse rápidamente para validar la cantidad y el tiempo de cada dispensación.
- Inventario de software de conteo.
- Basado en el único contador de tabletas KL1, el KL1Plus tiene aproximadamente el mismo espacio que una bandeja de conteo.
- Interactúa con su sistema de administración de farmacia (interfaces de 2 vías disponibles).



Con el KL1Plus, sus pacientes reciben la medicación, graduación y la cantidad correcta cada vez.



**KL1Plus previene 2.7 errores / semana**



## Filling accurate orders is simple

### Paso 1: Conéctelo



Escanea la etiqueta Rx del paciente.

### Paso 2: Verifíquelo



Escanee la botella correspondiente (o artículo de unidad de utilización). KL1Plus le avisa de si coincide o no coincide.

### Paso 3: Cuéntelo



Vierta la cantidad exacta de tabletas/cápsulas.

### Paso 4: Pruébelo



Un archivo Rx puede ser mostrado, desde el minuto hasta hace 10 años.

### Aspectos Destacados del KL1Plus

Narcóticos de doble cuenta y revisión de botellas en existencia

Inicio de sesión de usuario y seguimiento: rastree quién llenó cada receta (huella dactilar o escáner de identificación I.D. opcional).

Inventario: seguimiento de los inventarios por UPC y cantidad total; exportar como .csv. Ideal para sistemas de inventario perpetuo.

Anulación de exploración: permite la sustitución genérica durante el proceso de llenado.

Manejo parcial de píldoras: Guarde los registros IOU para llenar el día siguiente. Mantenga un seguimiento de ambas píldoras.

Indique qué es llenado por su robot: Muestra qué medicamentos están en su robot de farmacia in situ (cualquier marca). Cuente dos veces los controles/medicamentos caros de su robot en el KL1Plus.

## Especificaciones técnicas

# Kirby Lester KL1Plus

- **Función:** Contador de tabletas con verificación de escaneo para farmacias minoristas y ambulatorias
- **Verificación:** Todos los medicamentos (tabletas/cápsulas y unidades de utilización) se pueden verificar escaneando el código de barras en la etiqueta de la farmacia y luego el código de barras en la botella/caja de medicación
- **Recuento de medicamentos:** Cuenta casi todos los medicamentos sólidos orales no translúcidos
- **Dimensiones:** 14.6"H x 12.5"D x 8"W (37.1cm x 31.75cm x 20.3cm)
- **Diámetro del embudo Superior:** 5.2" (13.2cm)
- **Peso:** 9.65 lb (4.4kg)
- **Pantalla táctil:** 7" WSVGA (1024 x 600) pantalla TFT LCD de color
- **Capacidad de la bandeja:** 800cc (aproximadamente 425 metformin 1000mg)
- **Vaciado de la bandeja:** Apertura izquierda o derecha
- **Capacidad de conteo:** Hasta 9.999
- **Tamaño máximo de la tableta:** 0,86" de largo (22 mm) y 0,74" de ancho (19 mm)
- **Tamaño mínimo de la tableta:** 0.125" diámetro más pequeño (3.175mm)
- **Rendimiento:** Hasta 15 tabletas/cápsulas por segundo
- **Modo especial:** Para contar objetos con formas u orificios extraños
- **Modo de inventario:** Contar completamente las botellas de reserva y parciales en existencias y los medicamentos de unidad de utilización; exportar como .csv.
- **Interfaz del Sistema de Gestión Farmacéutica:** Disponible para la mayoría de las plataformas más comunes; Interfaces bidireccionales disponibles
- **Mantenimiento y Seguimiento del Usuario:** Sistema flexible para rastrear las tareas de uso y autorización; se puede encender y apagar; puede utilizar la placa de ID del empleado
- **Opcional:** Escáner biométrico de huellas dactilares
- **Escáner de código de barras:** Lectura de escáner de imagen tradicional y códigos de barras 2D
- **Archivo Rx:** Recupere la hora/fecha del llenado, correspondencia entre DIN y usuario (si está permitido), expediente guardado hasta por 10 años



 **KirbyLester**  
Automation by Capsa Healthcare

- **Sistemas Operativos:** Windows 10 Integrado
- **Red:** Conector RJ45 para interface y automatización de redes
- **Imágenes de Drogas:** 100,000+ medicamentos pre-cargados; actualizaciones trimestrales
- **USB:** 2 conectores externos
- **Alimentación:** tomacorriente de pared estándar, 110V / 220V / 240V, 60Hz / 50Hz (sin ajustes necesarios)
- **Indicador del tamaño del vial:** Tamaño de vial recomendado (copita) basado en lo que se vierte
- **Limpieza y mantenimiento:** Se recomienda una limpieza diaria.
- **Certificado ISO 27001:2013** para seguridad de datos
- **Garantía:** 1 año a partir de la fecha de envío